

# CIVB 2 : corset d'immobilisation vertébrale **sur mesure**

Le corset textile (par rapport à la solution thermoformée) offre un confort accru grâce à la souplesse des matériaux utilisés tout en garantissant l'immobilisation prescrite.

**Prescription :** pathologie grave du rachis lombaire, immobilisation dorso-lombaire.

<p style="text-align: center;"><b>CIVB 2</b></p> <p><u>Remboursement</u> : <b>oui</b></p> <p><u>Essayage</u> : <b>oui</b></p> <p><u>Renouvelable</u> : <b>chaque année</b></p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : <b>oui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ assurer la fixité</li> <li>□ améliorer l'application et le maintien</li> <li>◆ pathologie spécifique</li> </ul>		<p><b>Application :</b></p> <p>prescrit dans le cas de lésion rachidienne pathologique grave entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes, le corset limite les mouvements antéropostérieurs du rachis et les flexions latérales.</p> <p>La cage ajourée favorise l'activité du patient actif. Il convient de privilégier le CIVB 1 pour les patients corpulents (le Coutil renforcé contient la ptose abdominale).</p> <p><b>hauteurs d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D 6</li> <li>- D 9</li> <li>- D 12</li> </ul>
--	--	--

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fermeture réglable «devant»: bouclage par brides (côté droit ou gauche) <b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure</li> </ul>
fermeture supplémentaire	non
maintien	<p>forme «cage fermée ajourée»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 aciers ressorts « devant » (largeur 13mm/épaisseur 3,5)</li> <li>- 2 aciers ressorts « dos » (largeur 20mm/épaisseur 8)</li> <li>- 1 fourche horizontale «dorsale»(largeur 20mm/épaisseur 8)</li> <li>- 2 fourches ressort «latérales » (largeur 20mm/épaisseur 8)</li> <li>- 1 acier ressort «lombaire» (largeur 20mm/épaisseur 8)</li> </ul>
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cage capitonnée</li> <li>• plastron Coutil Coton</li> </ul>
renfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastron abdominal doublé coton</li> </ul>
options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastron élastique (damier)</li> <li>• doublage «plastron devant» confort : mousse ou suédine</li> </ul>

Adjonctions	informations à apporter sur la fiche de mesure
<input checked="" type="checkbox"/> Pattes d'entrejambe amovible (1 paire)	fixée par velcro sur « plastron » et « ressort lombaire »
<input type="checkbox"/> Bretelle (anté flexion du tronc) si prolongement au niveau de la zone scapulaire	fixation par « microgrip » et réglage par «boucle à coulisse » <b>préciser</b> la hauteur
<input type="checkbox"/> Épaulière (anté flexion du tronc) si nécessité de correction au niveau de la ceinture scapulaire	<b>préciser</b> la longueur de la sangle dorsale en cm <b>préciser</b> le côté à maintenir : droit ou gauche
<input type="checkbox"/> Béquillon réglable	<b>préciser</b> la hauteur du tuteur latéral en cm et le «côté» d'application

