




# CSA : ceinture de soutien abdominal **sur mesure**

(ou CSB : en fonction des mesures du patient)

**Prescription :** déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique (état post-partum ou post-opératoire). La ceinture de soutien abdominal est prescrite en cas de légère éventration réductible ou pour comprimer une cicatrice après une opération abdominale.

<p><b>CSA</b></p> <p><u>Remboursement</u> : <b>oui</b></p> <p><u>Essayage</u> : <b>non</b></p> <p><u>Renouvelable</u> : <b>non</b></p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : <b>pas de prise en charge par les organismes sociaux</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Face</b></p>		<p><b>Application :</b></p> <p>la ceinture s'adapte à tout type de morphologie.</p> <p>hauteurs d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D 6</li> <li>- D 9</li> <li>- D 12</li> </ul>  <p style="text-align: center;"><b>Dos</b></p>
---	---	---

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fermeture réglable « dos » ou « côté » <b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure</li> </ul>
fermeture supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fermeture supplémentaire si nécessaire <b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure</li> </ul>
maintien	<p>formes « droite » et « pelvienne » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5)</li> <li>- 2 aciers ressorts « dos » (largeur 12mm/épaisseur 4-5)</li> <li>- 2 baleines « côté »</li> <li>- 1 baleine « fermeture réglable » en cas de fermeture « côté » (sauf agrafage)</li> </ul> <p>formes « gainante (culotte) » et « combiné » (droit ou culotte) » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5)</li> <li>- 2 aciers ressorts « dos » (largeur 12mm/épaisseur 4-5)</li> </ul>
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• « plastron devant » et « dos » en Coutil Coton</li> <li>• « côtés » élastiques</li> </ul>
renfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastron abdominal doublé coton</li> <li>• protection coton sergé sur ressorts et baleines de maintien</li> </ul>
options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• morceaux élastiques supplémentaires <b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure</li> <li>• doublage « plastron devant » confort : mousse ou suédine</li> <li>• doublage « dos » : suédine ou mousse</li> </ul>